

SIGMAVISC Usage unique

PAYS DE FABRICATION : ROYAUME UNI



DELAI DE PEREMPTION :

3 ans

CONDITIONS DE STOCKAGE :

A conserver entre 2 et 25°C dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière. NE PAS CONGELER.

AVERTISSEMENT :

Si le produit est stocké à une température comprise entre 30 et 35°, la qualité de sa composition se détériorera à 6 ou 8 semaines.
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
Ne pas utiliser après la date de péremption.

Référence	Caractéristiques
HY/1315B	4,6 ml – produit stérile à usage unique Seringue pré-remplie en verre, jetable avec une connection Luer

COMPOSITION (matériaux) :

SOLUTION STERILE TRANSPARENTE DE L'HYALURONATE DE SODIUM A 0.4% DANS UNE SOLUTION PHYSIOLOGIQUE

L'hyaluronate de sodium contenu dans Sigmavisc est fabriqué par biosynthèse à partir d'une bactérie naturelle : *Streptococcus equi*. Le polysaccharide n'est absolument pas modifié. Des tests physicochimiques ont confirmé que sa composition et sa configuration moléculaire sont les mêmes que celles de l'hyaluronate de sodium naturellement présent dans l'organisme.

Le poids moléculaire du hyaluronate de sodium est de 1 million de Dalton (*unité de mesure des poids moléculaire*).

PRESENCE DE LATEX :

☐ OUI

☒ NON

COMPOSANT D'ORIGINE ANIMALE:

☐ OUI

☒ NON

COMPATIBILITE AVEC D'AUTRES DISPOSITIFS MEDICAUX :

La solution viscoélastique a une pseudo-plasticité suffisante pour être injectée avec un cathéter de 2.3mm x 230 cm et une aiguille de diamètre 0.9mm au moyen d'un endoscope. La seringue remplie est pourvue d'un raccord Luer-Lock à 6% assurant un raccordement solide à l'aiguille de l'endoscope.

MODE DE STERILISATION :

Seringue jetable prête à l'emploi, munie d'un raccord Luer lock, a été remplie dans des conditions aseptiques avec 4.6ml de solution Sigmavisc stérilisée par filtration.

CONDITIONNEMENT :

La seringue est emballée sous blister et carton extérieur

REUTILISATION :

USAGE UNIQUE

INDICATIONS:

Grâce à ses qualités propres, l'hyaluronate de sodium agit comme un agent viscoélastique au niveau des espaces et maintient la séparation entre les tissus. La lente absorption du hyaluronate de sodium garantit une meilleure qualité des mucosectomies.

CONTRE INDICATIONS :

SE CONFORMER A LA NOTICE D'UTILISATION

Ce dispositif ne doit pas être utilisé en cas de sensibilité à l'hyaluronane.

PRECAUTION D'EMPLOI :


SE CONFORMER A LA NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser chez les femmes enceintes ou allaitant ainsi que les enfants âgés de moins de 18 ans.

**DISPOSITIF MEDICAL DE CLASSE II b
NUMERO CE 0344 DELIVRE PAR L'ORGANISME MDD SELON
LA DIRECTIVE EUROPEENNE 93/42**

SIGMAVISC

Manufactured in the UK



EXPIRATION TIME : 3 years

STORAGE CONDITIONS : Stock at a controlled temperature ($2 > 25^{\circ}\text{C}$) in a dry, clean and safe light area..
DO NOT FREEZE

PRECAUTIONS : In case of temperature storage up to 30°C , the product will be damaged in 6 to 8 weeks.
Do not use if package is damaged
Do not use after the expiration time

Reference	Technical features
HY/1315B	4,6 ml – disposable sterile product Pre-filled syringe, disposable with luer connection

PRESENTATION : **TRANSPARENT STERILE SOLUTION OF 0,4% SODIUM HYALURONATE in a phosphate buffered saline solution.**
Sodium Hyaluronate using in Sigmavisc is manufactured by biosynthesis of a natural bacteria: Streptococcus equi. The Polysaccharide is not modified in any way. Physiochemical tests have confirmed the configuration and the molecular composition are the same as that of sodium hyaluronate found naturally in the body.

PRESENCE DE LATEX : ☐ OUI ☒ NON
COMPOSANT D'ORIGINE ANIMALE : ☐ OUI ☒ NON

COMPATIBILITE AVEC D'AUTRES DISPOSITIFS MEDICAUX :

Sigmavisc is injected via an endoscope using a 21 or 23 injection needle. The pre filled syringe has a 6% Luer Lock fitting to ensure a secure connection to the endoscope needle.

STERILIZATION METHOD : Sigmavisc is sterilized by filtration and aseptically filled into a glass, ready to use, disposable syringe with a luer lock.

PACKAGING : The syringe is packed within a blister pack and an outer cardboard carton.

REUSE : **DISPOSABLE**

INDICATIONS : Sigmavisc is injected into the mucosa under the polyp or the mucosa to be excised.

CONTRA INDICATIONS : **REFER TO INSTRUCTION MANUAL**
Patients with known sensitivity to hyaluronan.

PRECAUTION D'EMPLOI : **REFER TO INSTRUCTION MANUAL**

MEDICAL DEVICE - CLASS II b
CE 0344 DELIVERED MDD According to
European directive 93/42

Aiguilles d'injection



STERILE EO

2

1- DISTRIBUTEUR

LIFE PARTNERS EUROPE

161 avenue Galliéni – 93170 Bagnole
Tél. : 01 49 88 01 01 / Fax : 01 48 59 70 72
E-mail : life@lifeurope.com
Site Internet : www.lifeurope.com

Correspondant matériovigilance



Responsable qualité
Tél : 01 49 88 01 01
Fax : 01 49 88 83 45
E-mail : quality@lifeurope.com



2- INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Dénomination commerciale :

Aiguilles d'injection

Disponibles avec un cathéter plastique ou métallique, ces aiguilles s'utilisent dans un canal opérateur de 2,8 mm.



Type de cathéter	Références	CATHETER		AIGUILLE	
		Longueur (mm) - A	Diamètre (mm) - B	Longueur (mm) - C	Diamètre (G / mm) - D
Gaine plastique 	WS-2423PN2504	2 300	2,4	4	25 / 0,5
	WS-2423PN2104	2 300	2,4	4	21 / 0,7
	WS-2423PN1904	2 300	2,4	4	19 / 0,9
Gaine métallique 	WS-2423PM2104	2 300	2,4	4	21 / 0,7

Unité de commande = Quantité minimale de livraison (QML) : **10**

Type d'emballage individuel : **Sachet**

Type d'ensemble conditionnement : **Carton**

Matériaux :

Aiguille : Acier Inoxydable
 Poignée : ABS
 Cathéter : *Plastique* : PTFE
Métallique : Acier Inoxydable

Présence de :

Latex : ☐ Oui ☒ Non
 Produit d'origine animale : ☐ Oui ☒ Non
 PVC : ☐ Oui ☒ Non
 Phtalate et DEHP : ☐ Oui ☒ Non



Sterilité

Sterile : ☒ Oui ☐ Non
 Mode de stérilisation : Oxyde d'Ethylène
 Nombre d'utilisations : Usage Unique



Autres données :

Présence d'un code barre : ☒ Oui ☐ Non
 Référentiel utilisé : ☐ HIBC ☒ GS1-128

Avec les informations :

Référence : ☒ Oui ☐ Non
 N° de lot : ☒ Oui ☐ Non
 Date de péremption : ☒ Oui ☐ Non

Conservation

Conditions de conservation: Température ambiante contrôlée (15-25°C)
 Tenir à l'abri de la lumière et de l'humidité
 Durée de péremption : 3 ans

Utilisation

Sécurité d'utilisation : Cf. Notice
 Conseils d'utilisation (mode d'emploi, précaution et contre-indications) : Cf. Notice
 Indications (destination marquage CE) : Cf. Notice



Fabricant

Fabricant : Wilson Instruments (SHA) Co., Ltd
 Pays : République populaire de Chine

Marquage CE

Marquage CE accordé par TUV Rheinland, N° d'organisme : 0197
 Selon la directive Européenne 93/42/CEE – Annexe V
 Produit de classe II a, selon la règle 6

Anses à polypectomie



STERILE EO

2

1- DISTRIBUTEUR

LIFE PARTNERS EUROPE

161 avenue Galliéni – 93170 Bagnolet
Tél. : 01 49 88 01 01 / Fax : 01 48 59 70 72
E-mail : life@lifeurope.com
Site Internet : www.lifeurope.com

Correspondant matériovigilance

Responsable qualité
Tél : 01 49 88 01 01
Fax : 01 49 88 83 45
E-mail : quality@lifeurope.com

2- LES ANSES NON-ROTATIVES

Dénomination commerciale :

Anses à polypectomie...

Disponibles de forme Ovale, Hexagonale ou Croissant
Fil multi-brins



Détail du câble

...Ovales

3 tailles disponibles




...Hexagonales

3 tailles disponibles



...Croissant

2 tailles disponibles



Forme de l'anse	Références	Diamètre minimum du canal opérateur (mm)	CATHETER		Diamètre de l'anse (mm)
			Longueur utile (mm)	Diamètre (mm)	
Ovale	WS-2423DT15	2,8	2 300	2,4	15
	WS-2423DT25 <small>Ancienne ref WS-2423DT08</small>	2,8	2 300	2,4	25
	WS-2423DT35	2,8	2 300	2,4	35
Hexagonale	WS-2423DL25	2,8	2 300	2,4	25
	WS-2423DL30	2,8	2 300	2,4	30
	WS-2423DL35	2,8	2 300	2,4	35
Croissant	WS-2423DB15	2,8	2 300	2,4	15
	WS-2423DB25	2,8	2 300	2,4	25

Données de packaging :

Unité de commande = Quantité minimale de livraison (QML) : **10**

Type d'emballage individuel : **Sachet**

Type d'ensemble conditionnement : **Carton**

Matériaux :

Poignée : ABS
Cathéter : PTFE
Câble interne : Acier inoxydable
Câble de l'anse : Acier inoxydable

Présence de :

Latex : ☐ Oui ☒ Non
Produit d'origine animale : ☐ Oui ☒ Non
PVC : ☐ Oui ☒ Non
Phtalate et DEHP : ☐ Oui ☒ Non

**Sterilité**

Stérile : ☒ Oui ☐ Non
Mode de stérilisation : Oxyde d'Ethylène
Nombre d'utilisations : Usage Unique

STERILE EO

**Conservation**

Conditions de conservation: Température ambiante contrôlée (15-25°C)
Tenir à l'abri de la lumière et de l'humidité
Durée de péremption : 3 ans

Utilisation

Sécurité d'utilisation : Cf. Notice



Conseils d'utilisation (mode d'emploi, précaution et contre-indications) : Cf. Notice

Indications (destination marquage CE) : Cf. Notice

Fabricant

Fabricant : Wilson Instruments (SHA) Co., Ltd
Pays : République populaire de Chine

Marquage CE

Marquage CE accordé par TUV Rheinland, N° d'organisme : 0197
Selon la directive Européenne 93/42/CEE – Annexe V
Produit de classe II b, selon la règle 9